

## Vélo C521M

Grâce au positionnement semi-allongé et aux nombreuses options de pédalage le C521M constitue un choix idéal pour plusieurs traitements, en particulier pour les patients souffrants de limitations d'amplitudes de mouvements des hanches et des genoux.

La très faible résistance au démarrage est idéale pour les utilisateurs en période post-opératoire ou à la reprise d'une activité physique adaptée.

Les pédales bi-directionnelles et les manivelles réglables permettent de varier la rotation de la pédale d'un côté ou des deux côtés. Le dossier et l'assise inclinables et les accoudoirs pivotants et relevables donnent un ajustement et un confort optimum.

L'assise pivotante permet une meilleure accessibilité.



Musculation  
Cardio



### Les + produits

#### Dossier adaptable

Avec son dossier en « maille » équipé d'une poche lombaire les thérapeutes peuvent effectuer une thérapie à chaud ou à froid

#### Console

Affichage des programmes simplifiés. Calories, distance, temps, résistance en Watt, Active zone, niveau de difficultés. Quick start. Arrêt d'urgence.

#### Résistance bi-directionnelle

Une résistance bi-directionnelle permet une plus grande liberté et efficacité de mouvement lors de la séance